

# LAGIS Trumpet

## Laparoskooppinen imu- ja huuhtelujärjestelmä

- Saatavana myös 10mm putki kivien, kudoksien ja suurempien verihyytymien imua varten
- Atraumaattisesti muotoiltu putken distaalipää vähentää kudოსvaurioiden mahdollisuutta
- Oikea imu- ja huuhtelupainikkeiden järjestys tehokkaampaan hyytymien läpihuhteluun
- Helppo imu- ja huuhtelunesteiden seuranta läpinäkyvän putken ansiosta
- Suuritehoinen nesteiden virtaus ja tukkeutumaton venttiilikanaavisto
- Värimerkityt painikkeet nopeaan toimintojen tunnistukseen
- Mahdollista työskennellä 5mm ja 10mm putkilla ja diatermiaelektrodeilla
- Nopea ja helppo imu- ja huuhteluputkien vaihto
- Eriyisen ergonominen muotoilu kahvassa
- Heijastamaton putken pinta

**LAGIS**<sup>®</sup>  
MINIMAL INVASIVE INNOVATED




Laatusertifikaatit:



**LAGIS Trumpet** laparoskooppisessa imu- ja huuhtelujärjestelmässä on ergonominen kahva ja suuret imu- ja huuhtelukanaavat vähentäen tukkeutumista. Helppo huuhteluputken vaihto ja neljän erilaisen diatermiaelektrodin käyttömahdollisuus optiona. Saatavana myös 5 mm ja 10 mm monikäyttöiset huuhteluputket.

### Trumpet (CT)



Integroidut diatermiaelektrodit: • Leikkaus • Poltto / Dissekointi • Imu / Huuhtelu



Tuotenro	Kuvaus	Pakkauskoko	Pituus
SI-320CT	TRUMPET imu- ja huuhtelusetti. Letkusto 2:lla huuhtelupussiliitännällä	12	32 cm
SI-360CT	TRUMPET imu- ja huuhtelusetti 2:lla huuhtelupussiliitännällä	12	36 cm
SI-450CT	TRUMPET imu- ja huuhtelusetti 2:lla huuhtelupussiliitännällä	12	45 cm
SI-320CT-J	TRUMPET imu- ja huuhtelusetti 2:lla huuhtelupussiliitännällä ja kk. J-koukkuelektrodilla	12	33 cm
SI-320CT-L	TRUMPET imu- ja huuhtelusetti 2:lla huuhtelupussiliitännällä ja kk. L-koukkuelektrodilla	12	33 cm
SI-320CT-N	TRUMPET imu- ja huuhtelusetti 2:lla huuhtelupussiliitännällä ja kk. neulaelektrodilla	12	33 cm
SI-320CT-S	TRUMPET imu- ja huuhtelusetti 2:lla huuhtelupussiliitännällä ja kk. spatulaelektrodilla	12	33 cm
DISI-33J	J-koukkuelektrodi, kertakäyttöinen	6	33 cm
DISI-33L	L-koukkuelektrodi, kertakäyttöinen	6	33 cm
DISI-33N	Neulaelektrodi, kertakäyttöinen	6	33 cm
DISI-33S	Spatulaelektrodi, kertakäyttöinen	6	33 cm
LRSI-33J	J-koukkuelektrodi, monikäyttöinen	1	33 cm
LRSI-33L	L-koukkuelektrodi, monikäyttöinen	1	33 cm
LRSI-33N	Neulaelektrodi, monikäyttöinen	1	33 cm
LRSI-33S	Spatulaelektrodi, monikäyttöinen	1	33 cm
SI-1033	Imu- ja huuhteluputki 10mm, monikäyttöinen	1	33 cm
SI-0532	Imu- ja huuhteluputki 5mm, monikäyttöinen	1	32 cm
SI-0545	Imu- ja huuhteluputki 5mm, monikäyttöinen	1	45 cm