

Phantom® 2

Oma maskisi, oman istuvuutesi mukaan

Phantom® 2 on muokattava matalaprofiilinen maski, joka mukautuu useimpiin kasvojen rakenteisiin. Sleepnetin patentoitu Custom Fit -teknologia mahdollistaa maskin muuntelun yöstä toiseen.

Taivuta, Sovita, Unohda!

45 asteen ilmanpoistojärjestelmä

Hiljainen ilmanpoistojärjestelmä mahdollistaa keskeytymättömän ja laadukkaan yön.

360 astetta kääntyvä nivel

Vähentää letkun maskiin kohdistamaa vetoa.

Custom Fit -teknologia

Patentoitu teknologia tarjoaa jokaiselle käyttäjälle mahdollisuuden mukauttaa maski erilaisiin kasvorakenteisiin, painon muutoksiin ja kasvojen epäsymmetriaan.

AIR°gel®

Maksimaalinen mukavuus ja minimaalinen pääremmien kireys AIR°gel® minimoi painepisteet ja ihoärsytyksen.

Magneettikiinnikkeet

Helppo kiinnittää ja irrottaa!

Vaihdeettava pehmuste

Pehmusteet voidaan irrottaa ja vaihtaa ilman uuden maskin hankkimista.

Mikä tekee Phantom®2 -maskista erilaisen?

Custom Fit -teknologia – patentoitu teknologia tarjoaa jokaiselle käyttäjälle mahdollisuuden mukauttaa maski erilaisiin kasvorakenteisiin, painon muutoksiin ja kasvojen epäsymmetriaan.

AIRgel® Pehmusteteknologia – maksimaalinen mukavuus ja minimaalinen pääremmien kireys AIRgel® minimoi painepisteet ja ihoärsytyksen.

360 asteen nivel – vähentää letkun maskiin kohdistamaa vetoa.

Yhden koon pehmuste – suuret säätömahdollisuudet.




Vaihdettavat pehmusteet

Pehmusteet voidaan irrottaa ja vaihtaa ilman uuden maskin hankkimista.

Phantom® 2:n runko ja pääremmi ovat vaihtokelpoisia iQ® 2:n kanssa

Haluatko vaihtaa maskin tyyppiä? iQ®2:n ja Phantom®2:n pehmusteet ovat vaihdettavissa keskenään, kun käytetään samaa maskin runkoa ja pääremmettä.



Phantom®2 TruFit-pääremmeillä ja magneettikiinnikkeillä

Tuote-numero	Kuvaus	Koko
50186	Phantom®2 Nasal Vented Mask	One Size
50217	Phantom®2 Nasal Cushion	One Size
50210	Swivel Frame / Tubing Assembly	One Size
55042	TruFit Headgear with Clips	One Size

Jos haluat kysellä iQ® 2-maskistamme

50164	iQ®2 Nasal Vented Mask	One Size
50216	iQ®2 Nasal Cushion	One Size

Myös Sleepnet®:itä
Ascend® Full Face
Vaihdettavalla AIRgel® pehmusteella
varustettu maski



Ota yhteyttä jo tänään:



Endotec Oy
Sinikalliontie 6
02630 Espoo, Finland

Tel. +358 9 274 5110
info@endotec.fi
www.endotec.fi

The following product is protected by
US patent 7,938,117 and other patents pending



Does not contain
natural rubber latex

M90104 rev A



sleepnetmasks.com